



用户信息

单位 _____

联系人 _____

电话 _____

传真 _____

如果您想订货或询价
请复印本页，填写所需项目
传真到 (010) 6231-7723

① 订货说明 (Order Description)

- 填充柱 (必须填写②+③)
- 只买填料 (仅需填写②)
- 只买空柱 (仅需填写③)

首先读我!

- ☛ 定做产品价格计算方法，请参阅下页的
- ☛ 通用型键合相填充柱参见 124 页
- ☛ 岛津填充柱的规格参见 206 页
- ☛ 填充柱配有接头

② 填料说明 (Packing Specifications)

担体 : _____ (如 Chromosorb WAW DMCS) 目数 : _____

固定液 A : _____ 涂渍量 : _____ %

固定液 B : _____ 涂渍量 : _____ %

☛ 如果仅需要定做填料时，请注明数量 : 20 g 50 g 100 g

③ 柱子说明 (Column Specifications)

材料 : 不锈钢 SilcoSmooth (内衬石英的不锈钢) 玻璃 镍 铜 铝 Teflon

仪器型号 : _____ (如 HP5890/6890)

尺寸 : 长 _____ 外径 _____ 内径 _____ (玻璃柱必须指明内径尺寸，不锈钢柱可以不必)

☛ 如果定做玻璃柱，用于以下 GC 机型，请务必指明配置 (否则按 * 默认配置) :

HP5890/6890	PE 所有机型	Varian 3300/3400	Varian 3800
<input type="checkbox"/> *Config A (FID 等，除了 TCD)	<input type="checkbox"/> * 非柱上进样	<input type="checkbox"/> *Inj.A to Det.A	<input type="checkbox"/> *1041 Inj. Front to FID Front
<input type="checkbox"/> Config B (只用于 TCD)	<input type="checkbox"/> 柱上进样	<input type="checkbox"/> Inj.B to Det.B	<input type="checkbox"/> XX Inj. F/M/R to Det. F/M/R
<input type="checkbox"/> Config C (衬管进样方式)	Auto 和 Auto XL		xx=1041 or 1061, FID or TCD
			F/M/R=front or middle or rear

Ordering

Example:

6' x 1/8"	S.S.	10%	OV-1	Chrom WAW DMCS	80/100	Agilent	6890
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
size	tubing	loading	phase	solid support	mesh	GC	model