

# 2017 年最新颁布 107 项农残国家标准 对应消耗品选择指南



国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.1-2016 除草剂残留量检测方法第1部分：气相色谱-质谱法测定 粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量</b> 代替 SN/T 1737.1-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 125mg/3mL	可定制	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g  固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	—	—	
	标准品	酰胺类除草剂标准品信息请见附录 1		
<b>GB 23200.2-2016 除草剂残留量检验方法第2部分：气相色谱-质谱法测定 粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量</b> 代替 SN/T 1737.2-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 500mg/3mL 50/pk	65004	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	二苯醚类除草剂标准品信息请见附录 2		
<b>GB 23200.3-2016 除草剂残留量检测方法第3部分：液相色谱-质谱 质谱法测定 食品中环己酮类除草剂残留量</b> 代替 SN/T 1737.3-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut QuE Tube 300mg MgSO <sub>4</sub> /250mg PSA/500mg C18	可定制	
		ProElut QuE Tube 300mg MgSO <sub>4</sub> /250mg PSA/500mg C18/10mg CARB	可定制	
		ProElut PSA 100g	63282	
		ProElut C18 100g	63182	
		ProElut CARB 10g	65481	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	环己酮类除草剂标准品信息请见附录 3		
<b>GB 23200.4-2016 除草剂残留量检测方法第4部分：气相色谱-质谱 质谱法测定 食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量</b> 代替 SN/T 1737.4-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut QuE Tube 200mg PSA/250mg CARB	可定制	
		ProElut QuE Tub 200mg PSA/150mg CARB/100mg C18	可定制	
		ProElut PSA 100g	63282	
		ProElut C18 100g	63182	
		ProElut CARB 10g	65481	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
标准品	芳氧苯氧丙酸酯类除草剂标准品信息请见附录 4			
<b>GB 23200.5-2016 除草剂残留量检测方法第5部分：液相色谱-质谱 质谱法测定 食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量</b> 代替 SN/T 1737.5-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PLS 200mg/6mL	68012	
		ProElut CARB 200mg/6mL	65462	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	硫代氨基甲酸酯类除草剂标准品信息请见附录 5		

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
GB 23200.6-2016 除草剂残留量检测方法第6部分:液相色谱-质谱 质谱法测定 食品中杀草强残留量 代替 SN 1737.6-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PXC 60mg/3mL	68203	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g  固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括2米硅胶橡胶管, 2L抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	—	—	
	标准品	杀草强 Amitrole [61-82-5] 100mg	46486	
GB 23200.7-2016 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 GB/T 19426-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB 500mg/6mL	65405	
	样品前处理	ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
	色谱柱	DM-1701 30m×0.25mm×0.25μm	7321	
标准品	497种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719			
GB 23200.8-2016 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 GB/T 19648-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 2g/12mL	63107	
	样品前处理	ProElut CARB 500mg/6mL	65405	
	样品前处理	ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
	色谱柱	DM-1701 30m×0.25mm×0.25μm	7321	
	标准品	500种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
GB 23200.9-2016 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 GB/T 19649-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 2g/12mL	63107	
	样品前处理	ProElut CARB 500mg/6mL	65405	
	样品前处理	ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
	色谱柱	DM-1701 30m×0.25mm×0.25μm	7321	
	标准品	475种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
GB 23200.10-2016 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 GB/T 23200-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut GPR 1.5g/12mL	65352	
	色谱柱	DM-1701 30m×0.25mm×0.25μm	7321	
	标准品	488种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
GB 23200.11-2016 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 代替 GB/T 23201-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut GPR 1.5g/12mL	65352	
	色谱柱	Diamonsil 3μm C18(2), 100×2.1mm	99612	
	标准品	413种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
GB 23200.12-2016 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 代替 GB/T 23202-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB/NH <sub>2</sub> 500mg/500mg/6mL	64105	
	色谱柱	Diamonsil 3μm C18(2), 100×2.1mm	99612	
	标准品	440种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719		

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
GB 23200.13-2016 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 代替 GB/T 23205-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut TPC 12mL	65354	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g  固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅橡胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	Diamonsil 3μm C18(2), 100x2.1mm	99612	
	标准品	448 种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
GB 23200.14-2016 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 代替 GB/T 23206-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut NH <sub>2</sub> 1000mg/6mL	63306	
	色谱柱	Diamonsil 3μm C18(2), 100x2.1mm	99612	
	标准品	512 种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
GB 23200.15-2016 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 GB/T 23216-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB/NH <sub>2</sub> 500mg/500mg/6mL	64105	
	色谱柱	DM-1701 30m x 0.25mm x 0.25μm	7321	
	标准品	503 种农药及相关化学品标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
GB 23200.16-2016 水果蔬菜中乙烯利残留量的测定 气相色谱法 代替 NY/T 1016-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-FFAP 30m x 0.32mm x 0.25μm	7631	
	标准品	乙烯利 (2-Chloroethyl)phosphonic acid [16672-87-0] 100mg	46153	
GB 23200.17-2016 水果蔬菜中噻菌灵残留量的测定 液相色谱法 代替 NY/T 1649-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	Diamonsil 5μm C18(2), 250x4.6mm	99603	
	标准品	噻菌灵 Thiabendazole [148-79-8] 100mg	46377	
GB 23200.18-2016 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 代替 NY/T 1726-2009 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 1000mg/6mL	65006	
	色谱柱	Diamonsil 5μm C18(2), 250x4.6mm	99603	
	标准品	取代脲类除草剂标准品信息请见附录 6		
GB 23200.19-2016 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法 代替 SN/T 2114-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 60mg/3mL	63161	
	色谱柱	Diamonsil 5μm C18(2), 100x4.6mm	99610	
	标准品	阿维菌素 Abamectin [71751-41-2] 100mg	46795	
GB 23200.20-2016 食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 代替 SN/T 1973-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut AL-N 1000mg/3mL	65310	
		ProElut C18 1000mg/6mL	63106	
	色谱柱	Leapsil 2.7μm C18 150x2.1mm	86006	
	标准品	阿维菌素 Abamectin [71751-41-2] 100mg	46795	
GB 23200.21-2016 食品安全国家标准 水果中赤霉素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 代替 SN 0350-2012 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	Diamonsil 5μm C18(2), 150x4.6mm	99601	
	标准品	赤霉素 Gibberellic acid [77-06-5] 100mg	46738	



国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.22-2016 食品安全国家标准 坚果及坚果制品中抑芽丹残留量的测定 液相色谱法</b> 代替 SN 0647-2013 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 500mg/3mL	63104	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!)  货号 产品描述 30039 13mm 0.22µm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45µm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22µm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45µm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22µm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45µm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22µm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45µm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂  货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g  固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅橡胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	Platisil 5µm Silica, 150x4.6mm	99508	
	标准品	抑芽丹 Maleic hydrazide [123-33-1] 250mg	12-N-12350-250MG	
<b>GB 23200.23-2016 食品安全国家标准 食品中地乐酚残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法</b> 代替 SN/T 2457-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	Leapsil 2.7µm C18 150x2.1mm	86006	
	标准品	地乐酚 Dinoseb [88-85-7] 100mg	12-N-11786-100MG	
<b>GB 23200.24-2016 食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 0712-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut AL-N 1000mg/6mL	65306	
		ProElut Florisil 500mg/6mL	65005	
	色谱柱	DM-5MS 30m×0.25mm×0.25µm	8221	
	标准品	11 种除草剂标准品信息请见附录 7		
<b>GB 23200.25-2016 食品安全国家标准 水果中噁草酮残留量的检测方法</b> 代替 SN/T 1115-2002 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB 125mg/3mL	65463	
	色谱柱	DM-5 30m x 0.25mm x 0.25µm	7221	
	标准品	恶草酮 Oxadiazon [19666-30-9] 100mg	46067	
<b>GB 23200.26-2016 食品安全国家标准 茶叶中 9 种有机杂环类农药残留量的检测方法</b> 代替 SN/T 1591-2005 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB 250mg/3mL	65403	
		ProElut AL-N 250mg/3mL	65311	
	色谱柱	DM-5MS 30m×0.25mm×0.25µm	8221	
	标准品	9 种有机杂环类农药标准品信息请见附录 8		
<b>GB 23200.27-2016 食品安全国家标准 水果中 4, 6-二硝基邻甲酚残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 1734-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5MS 30m×0.25mm×0.25µm	8221	
	标准品	4, 6-二硝基邻甲 4,6-Dinitro-o-cresol [534-52-1] 100µg/mL 溶于甲醇 1mL	82B-P-384S	
<b>GB 23200.28-2016 食品安全国家标准 食品中多种醚类除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 3541-2013 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut QuE Tube 50mg PSA/200mg CARB	可定制	
		ProElut QuE Tube 100mg PSA/50mg CARB/100mg C18	可定制	
		ProElut PSA 100g	63282	
		ProElut C18 100g	63182	
		ProElut CARB 10g	65481	
	色谱柱	DM-17MS 30m×0.25mm×0.25µm	8832	
	标准品	多种醚类除草剂标准品信息请见附录 9		

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.29-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中唑啉酯残留量的测定 液相色谱法</b> 代替 SN/T 1977-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut AL-N 1000mg/3mL	65310	<p>样品瓶、盖垫(火热促销中!)</p> <p>货号 产品描述</p> <p>1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk</p> <p>1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk</p> <p>1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk</p> <p>1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk</p> <p>1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk</p> <p>针头式过滤器(火热促销中!)</p> <p>货号 产品描述</p> <p>30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk</p> <p>30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk</p> <p>30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk</p> <p>30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk</p> <p>30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk</p> <p>30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk</p> <p>30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk</p> <p>30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk</p> <p>高纯溶剂</p> <p>货号 产品描述</p> <p>50101 乙腈, HPLC, 4L</p> <p>50102 甲醇, HPLC, 4L</p> <p>50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L</p> <p>50115 正己烷, HPLC, 4L</p> <p>50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL</p> <p>50133 磷酸, HPLC, 50mL</p> <p>50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL</p> <p>50144 甲酸, HPLC, 50mL</p> <p>50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL</p> <p>50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g</p> <p>50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g</p> <p>固相萃取装置及配件</p> <p>货号 产品描述</p> <p>244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置</p> <p>4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk</p> <p>4806 考克(控制流量), 15/pk</p> <p>99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk</p> <p>99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk</p>
	色谱柱	Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm	99603	
	标准品	唑啉酯 Fenpyroximate [111812-58-9] 10mg	82B-P-724N	
<b>GB 23200.30-2016 食品安全国家标准 食品中环氟菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 1981-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB/NH <sub>2</sub> 500mg/500mg/6mL	64205	
		ProElut C18 1000mg/6mL	63106	
		ProElut Florisil 100g	65082	
	色谱柱	DM-35MS 30m×0.25mm×0.25μm	8101	
标准品	环氟菌胺 Cyflufenamid [180409-60-3] 25mg	12-N-13132-25MG		
<b>GB 23200.31-2016 食品安全国家标准 食品中丙炔氟草胺残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 1983-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
	色谱柱	DM-5MS 30m×0.25mm×0.25μm	8221	
	标准品	丙炔氟草胺 Flumioxazin [103361-09-7] 100mg	46785	
<b>GB 23200.32-2016 食品安全国家标准 食品中丁酰肼残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 1989-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Silica 1000mg/6mL	63006	
	色谱柱	DM-5MS 30m×0.25mm×0.25μm	8221	
	标准品	N,N-二甲基肼 1,1-Dimethylhydrazin [57-14-7] 5g	D161608-5G	
<b>GB 23200.33-2016 食品安全国家标准 食品中解草啞、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2149-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut DFA 硅藻土助滤剂 800g	62591	
		ProElut CARB/NH <sub>2</sub> 500mg/500mg/6mL	64205	
	色谱柱	DM-5MS 30m×0.25mm×0.25μm	8221	
	标准品	<b>110 种农药标准品信息请来电咨询 400-608-7719</b>		
<b>GB 23200.34-2016 食品安全国家标准 食品中涕灭砒威、吡啉醚菌酯、啞菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法</b> 代替 SN/T 2150-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut DFA 硅藻土助滤剂 800g	62591	
		ProElut CARB/NH <sub>2</sub> 500mg/500mg/6mL	64205	
	色谱柱	Leapsil 2.7μm C18 150x2.1mm	86006	
	标准品	<b>65 种农药标准品信息请来电咨询 400-608-7719</b>		
<b>GB 23200.35-2016 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2213-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PLS 500mg/6mL	68005	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	<b>取代脲类农药标准品信息请见附录 10</b>		

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.36-2016</b> 食品安全国家标准 植物源性食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草腓和噻唑烟酸除草剂残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 代替 SN/T 2214-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 500mg/3mL	63104	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk 针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g 固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶橡胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	氯氟吡氧乙酸 Fluroxypyr [69377-81-7] 100mg	46841	
		氟吡草腓 Diflufenzopyr [109293-97-2] 100mg	12-N-11724-100MG	
		氟硫草定 Dithiopyr [97886-45-8] 100mg	12-N-11822-100MG	
噻唑烟酸 Thiazopyr [117718-60-2] 100mg	46327			
<b>GB 23200.37-2016</b> 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 代替 SN/T 2323-2009 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB/PSA 500mg/500mg/6mL	64205	
	色谱柱	Leapsil 2.7μm C18 150x2.1mm	86006	
	标准品	烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药标准品信息请见附录 11		
<b>GB 23200.38-2016</b> 食品安全国家标准 植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 代替 SN/T 3035-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB 250mg/3mL	65403	
		ProElut C18 500mg/6mL	63105	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	环己烯酮类除草剂标准品信息请见附录 12		
<b>GB 23200.39-2016</b> 食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 代替 SN/T 3139-2012 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 500g	65584	
		ProElut C18 100g	63182	
		ProElut PSA 100g	63282	
		ProElut CARB 10g	65481	
		ProElut QuE 2mL Tube –AOAC 50mg PSA/150mg MgSO <sub>4</sub>	64501	
		ProElut QuE 2mL Tube –AOAC 50mg PSA/50mg C18/150mg MgSO <sub>4</sub>	64505	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	噻虫嗪 Thiamethoxam [153719-23-4] 100mg	46768	
		噻虫胺[205510-53-8]	—	
	<b>GB 23200.40-2016</b> 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯 农药残留量的测定 气相色谱法 代替 SN/T 1984-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PLS 60mg/3mL	68003
色谱柱		DM-5 30mx0.32mmx0.25μm	7231	
标准品		有机磷、有机氯农药标准品信息请见附录 13		
<b>GB 23200.41-2016</b> 食品安全国家标准 食品中噻节因残留量的检测方法 代替 SN 0655-2012 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 500mg/3mL	65004	
		ProElut AL-N 500mg/3mL	65304	
	色谱柱	DM-5 30mx0.32mmx0.25μm	7231	
标准品	噻节因 Dimethipin [55290-64-7] 100mg	46297		
<b>GB 23200.42-2016</b> 食品安全国家标准 粮谷中氟吡禾灵残留量的检测方法 代替 SN/T 1017.9-2004 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Silica 200mg/3mL	63003	
	色谱柱	DM-5 30mx0.32mmx0.25μm	7231	
	标准品	氟吡禾灵 Haloxyfop-methyl [69806-40-2] 10mg	82B-P-497N	

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.43-2016</b> 食品安全国家标准 粮谷及油籽中二氯喹啉酸残留量的测定 气相色谱法 代替 SN/T 1017.5-2002 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 1g/6mL	65006	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk 针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g 固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	DM-1701 30mx0.25mmx0.25μm	7321	
	标准品	二氯喹啉酸 Quinclorac[84087-01-4] 100mg	46310	
<b>GB 23200.44-2016</b> 食品安全国家标准 粮谷中二硫化碳、四氯化碳、二溴乙烷残 留量的检测方法 代替 SN 0353-1995 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	玻璃柱 1.6mx3.2mm(内径) 25%(m/m)DC-200 涂于 Chromosorb WAW-DMCS(60-80 目)	可定制 请咨询 400-608-7719	
	标准品	二硫化碳 CARBon disulfide Solution [75-15-0] 100μg/mL 溶于正己烷 1mL	12-S-11406J1-1ML	
		四氯化碳 Carbon tetrachloride [56-23-5] 1g	12-N-11407-1G	
<b>GB 23200.45-2016</b> 食品安全国家标准 食品中除虫脲残留量的测定 液相色谱- 质谱法 代替 SN 0528-2012 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 500g	65584	
		ProElut C18 100g	63182	
		ProElut PSA 100g	63282	
色谱柱	Diamondsil 3μm C18(2), 150x2.1mm	99613		
标准品	除虫脲 Diflubenzuron [35367-38-5] 100mg	46063		
<b>GB 23200.46-2016</b> 食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯 残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T 1624-2009 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB/NH <sub>2</sub> 500mg/500mg/6mL	64105	
		ProElut CARB 500mg/6mL	65405	
		ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	嘧霉胺 Pyrimethanil [53112-28-0] 100mg	46846	
		嘧菌胺 Mepanipyrim [110235-47-7] 100mg	12-N-12369-100MG	
		腈菌唑 Myclobutanil [88671-89-0] 100mg	46832	
嘧菌酯 Azoxystrobin [131860-33-8] 100mg		46110		
<b>GB 23200.47-2016</b> 食品安全国家标准 食品中四螨嗪残留量的测定 气相色谱- 质谱法 代替 SN/T 1740-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 1g/6mL	65006	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	四螨嗪 Clofentezine [74115-24-5] 100mg	46859	
<b>GB 23200.48-2016</b> 食品安全国家标准 食品中野燕枯残留量的测定 气相色谱- 质谱法 代替 SN/T 1742-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 1g/6mL	65006	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	野燕枯 Difenzoquat [43222-48-6] 100mg	46498	



国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
GB 23200.49-2016 食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T 1975-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut AC 250mg/3mL	65907	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g  固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅橡胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
		ProElut AL-N 250mg/3mL	65311	
		ProElut Florisil 500mg/3mL	65004	
	色谱柱	DM-17MS 30mx0.25mmx0.25μm	8832	
标准品	苯醚甲环唑 Difenoconazole [119446-68-3] 100mg	46326		
GB 23200.50-2016 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 代替 SN/T 2561-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 500mg/3mL	63104	
	样品前处理	ProElut CARB 500mg/6mL	65405	
	色谱柱	Diamondsil 5μm C18(2), 150x4.6mm	99601	
标准品	吡啶类农药标准品信息见附录 14			
GB 23200.51-2016 食品安全国家标准 食品中呋虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 代替 SN/T 2231-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB/NH <sub>2</sub> 500mg/500mg/6mL	64105	
		ProElut CARB 500mg/6mL	65405	
		ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/6mL	63305	
	色谱柱	—	—	
标准品	呋虫胺 Dinotefuran [165252-70-0] 100mg	46755		
GB 23200.52-2016 食品安全国家标准 食品中嘧菌环胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T 2235-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut SCX 500mg/3mL	63604	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	嘧菌环胺 Cyprodinil [121552-61-2]100mg	46323	
GB23200.53-2016 食品安全国家标准 食品中氟硅唑残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T2236-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB 500mg/6mL	65405	
		ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
		ProElut Florisil 1g/6mL	65006	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
标准品	氟硅唑 Flusilazole [85509-19-9] 100mg	46782		
GB 23200.54-2016 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T 2237-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂标准品见附录 15		
GB 23200.55-2016 食品安全国家标准 食品中 21 种熏蒸剂残留量的测定 顶空气相色谱法 代替 SN/T 2238-2008 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-624 30mx0.53mmx3μm	7751	
	标准品	21 种熏蒸剂标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
GB 23200.56-2016 食品安全国家标准 食品中啶氧灵残留量的检测方法 代替 SN/T 2319-2009 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
	色谱柱	Diamondsil 5μm C18(2), 250x4.6mm	99603	
	标准品	啶氧灵 Quinoxifen [124495-18-7] 100mg	12-N-13173-100MG	

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.57-2016 食品安全国家标准 食品中乙草胺残留量的检测方法</b> 代替 SN/T 2322-2009 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Silica 1g/6mL	63006	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk 针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g 固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	DM-5 30mx0.32mmx0.25μm	7231	
		DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	乙草胺 Acetochlor [34256-82-1] 100mg	46872	
<b>GB 23200.58-2016 食品中氯酯磺草胺残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法</b> 代替 SN/T 2386-2009 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut QuE 2mL Tube – AOAC 50mg PSA/50mg C18/150mg MgSO <sub>4</sub>	64505	
		50mg PSA/50mg C18 /5mg CARB/150mg MgSO <sub>4</sub>	可定制	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
<b>GB 23200.59-2016 食品中敌草腈残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2385-2009 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 1000mg/6mL	63106	
		ProElut CARB 500mg/6mL	65405	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
<b>GB 23200.60-2016 食品中炔草酯残留量的检测方法</b> 代替 SN/T 2433-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PLS 60mg/3mL	68003	
		50mg CARB/50mg PSA 1mL	可定制	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
		DB-1301 30mx0.25mmx0.25μm	26-122-1332	
<b>GB 23200.61-2016 食品中苯胺灵残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2456-2010 2017-06-18 实施	标准品	炔草酯 Clodinafop-propargyl [105512-06-9] 100mg	46742	
	样品前处理	ProElut CARB 250mg/3mL	65403	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
<b>GB 23200.62-2016 食品中氟烯草酸残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2459-2010 2017-06-18 实施	标准品	苯胺灵 Propham [122-42-9] 100mg	46181	
	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
<b>GB 23200.63-2016 食品中噻酰菌胺残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法</b> 代替 SN/T 2514-2010 2017-06-18 实施	标准品	氟烯草酸 Flumiclorac-pentyl [87546-18-7] 100mg	46317	
	样品前处理	ProElut NH <sub>2</sub> 200mg/3mL	63303	
		ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
		ProElut LLE+ 3mL, max sample volume	62503	
	色谱柱	Inspire 3μm HILIC, 50x3.0mm	81421	
	标准品	噻酰菌胺 Tiadinil [223580-51-6] 25mg	12-N-13282-25MG	

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.64-2016 食品中吡丙醚残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法</b> 代替 SN/T 2623-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut QuE AOAC Extraction Salt and 50mL Tube, 6g MgSO <sub>4</sub> , 1.5g NaOAc	64520	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g  固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
		ProElut QuE 2mL Tube – AOAC 50mg PSA/150mg MgSO <sub>4</sub>	64501	
	色谱柱	Leapsil 2.7μm C18, 50x2.1mm	86004	
	标准品	吡丙醚 Pyriproxyfen [95737-68-1] 100mg	46796	
<b>GB 23200.65-2016 食品中四氟醚唑残留量的检测方法</b> 代替 SN/T 2645-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 500mg/3mL	65004	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	四氟醚唑 Tetraconazole [112281-77-3] 100mg	46746	
<b>GB 23200.66-2016 食品中吡螨胺残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2646-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 500mg/3mL	65004	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	吡螨胺 Tebufenpyrad [119168-77-3] 100mg	12-N-13502-100MG	
<b>GB 23200.67-2016 食品中炔苯酰草胺残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2647-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PSA 500mg/3mL	63204	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	炔苯酰草胺 Propyzamide [23950-58-5] 100mg	46461	
<b>GB 23200.68-2016 食品中啶酰菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2648-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PSA 500mg/3mL	63204	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	啶酰菌胺 Boscalid [188425-85-6] 100mg	46762	
<b>GB 23200.69-2016 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法</b> 代替 SN/T 2795-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18	—	
		ProElut CARB 250mg/3mL	65403	
		ProElut PLS 200mg/6mL	68012	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
标准品	二硝基苯胺类农药标准品信息详见附录 16			
<b>GB 23200.70-2016 食品中三氟羧草醚残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法</b> 代替 SN/T 2807-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 500mg/3mL	63104	
	色谱柱	Diamondsil C18(2) 3μm 150x2.1mm	99613	
	标准品	三氟羧草醚 Acifluorfen [50594-66-6] 100mg	46060	
<b>GB 23200.71-2016 食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 2914-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB 250mg/3mL	65403	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	乙炔菌核利 Vinclozolin [50471-44-8] 100mg	46066	
		乙菌利 Chlozolinatate [84332-86-5] 100μg/mL 溶于乙腈 1mL	12-S-12994A1-1ML	
		腐霉利 Procymidone [32809-16-8] 100mg	46104	
异菌脲 Iprodione [36734-19-7] 100mg	46011			

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.72-2016 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T 3143-2012 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB 500mg/6mL	65405	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂
		ProElut AL-N 500mg/6mL	65305	
	色谱柱	—	—	
	标准品	苯酰胺类农药标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
<b>GB 23200.73-2016 食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法</b> 代替 SN/T 3264-2012 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PLS 60mg/3mL	68003	
	色谱柱	Diamonsil 3μm C18(2), 150x2.1mm	99613	
	标准品	印楝素 Azadirachtin [11141-17-6] 100mg	46877	
<b>GB 23200.74-2016 食品中井冈霉素残留量的测定 液相色谱-质谱质谱法</b> 代替 SN/T 2387-2009 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PLS 200mg/6mL	68012	
	色谱柱	Inspire 5μm HILIC, 250x4.6mm	81406	
	标准品	井冈霉素 Validamycin (technical) [37248-47-8] 250mg	50P-C17899900	
<b>GB 23200.75-2016 食品中氟啶虫酰胺残留量的检测方法</b> 代替 SN/T 2796-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut NH <sub>2</sub> 200mg/3mL	63303	
		ProElut NH <sub>2</sub> 500mg/3mL	63304	
		ProElut LLE+ 3mL, max sample volume	62503	
	色谱柱	DM-1701 30mx0.32mmx0.25μm	7331	
		Inspire 3μm HILIC, 50x3.0mm	81421	
	标准品	氟啶虫酰胺 Flonicamid [158062-67-0] 100mg	46744	
<b>GB 23200.76-2016 食品中氟苯虫酰胺残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法</b> 代替 SN/T 2581-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 1000mg/6mL	65006	
		ProElut CARB/NH <sub>2</sub> 500mg/500mg/6mL	64105	
	标准品	氟苯虫酰胺 Flubendiamide [272451-65-7] 100mg	12-N-11981-100MG	
<b>GB 23200.77-2016 食品中苄嘧啶残留量的检测方法</b> 代替 SN/T 2431-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PLS 60mg/3mL	68003	
		ProElut CARB/PSA 50mg/50mg/1mL	可定制	
	色谱柱	DB-1301 30mx0.25mmx0.25μm	26-122-1332	
		DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
标准品	苄嘧啶 Halfenprox [111872-58-3] 10mg	12-N-13079-10MG		
<b>GB 23200.78-2016 肉及肉制品中巴毒磷残留量的测定 气相色谱法</b> 代替 SN/T 0641-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	巴毒磷 Crotoxyphos [7700-17-6] 50mg	12-N-11513-50MG	
<b>GB 23200.79-2016 肉及肉制品中吡菌磷残留量的测定 气相色谱法</b> 代替 SN/T 0675-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5 30mx0.32mmx0.25μm	7231	
	标准品	吡菌磷 Pyrazophos [13457-18-6] 100mg	12-N-13146-100MG	
<b>GB 23200.80-2016 肉及肉制品中双硫磷残留量的检测方法</b> 代替 SN/T 0709-2012 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 5g/20mL	65008	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	双硫磷 Temephos [3383-96-8] 100mg	12-N-10996-100MG	
				固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶橡胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk



国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.81-2016</b> 肉及肉制品中西玛津残留量的检测方法 代替 SN 0594-1996 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	<p>样品瓶、盖垫(火热促销中!)</p> <p>货号 产品描述</p> <p>1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk</p> <p>1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk</p> <p>1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk</p> <p>1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk</p> <p>1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk</p> <p>针头式过滤器(火热促销中!)</p> <p>货号 产品描述</p> <p>30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk</p> <p>30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk</p> <p>30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk</p> <p>30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk</p> <p>30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk</p> <p>30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk</p> <p>30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk</p> <p>30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk</p> <p>高纯溶剂</p> <p>货号 产品描述</p> <p>50101 乙腈, HPLC, 4L</p> <p>50102 甲醇, HPLC, 4L</p> <p>50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L</p> <p>50115 正己烷, HPLC, 4L</p> <p>50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL</p> <p>50133 磷酸, HPLC, 50mL</p> <p>50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL</p> <p>50144 甲酸, HPLC, 50mL</p> <p>50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL</p> <p>50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g</p> <p>50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g</p> <p>固相萃取装置及配件</p> <p>货号 产品描述</p> <p>244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置</p> <p>4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk</p> <p>4806 考克(控制流量), 15/pk</p> <p>99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk</p> <p>99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk</p>
	色谱柱	—	—	
	标准品	西玛嗪 Simazine [122-34-9] 100mg	46183	
<b>GB 23200.82-2016</b> 肉及肉制品中乙烯利残留量的检测方法 代替 SN 0705-1997 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	不锈钢柱 2m×3mm (内径) 3% (m/m) FFAP 涂于 Chromosorb, AW	可定制	
	标准品	乙烯利 (2-Chloroethyl)phosphonic acid [16672-87-0] 100mg	46153	
<b>GB 23200.83-2016</b> 食品中异稻瘟净残留量的检测方法 代替 SN/T 1967-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut CARB 125mg/3mL	65463	
		ProElut Al-N 125mg/3mL	可定制	
	色谱柱	方法一: DM-5MS 30m×0.25mm×0.25μm	8221	
		方法二: DM-1701 30m×0.32mm×1.00μm	7333	
标准品	异稻瘟净 Iprobenfos [26087-47-8] 100mg	46087		
<b>GB 23200.84-2016</b> 肉品中甲氧滴滴涕残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T 0529-2013 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-35MS 30m×0.25mm×0.25μm	8101	
	标准品	甲氧滴滴涕 Methoxychlor [72-43-5] 100mg	46214	
<b>GB 23200.85-2016</b> 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T 2912-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 500mg/3mL	65004	
		ProElut C18 500mg/3mL	63104	
	色谱柱	DM-5MS 30m×0.25mm×0.25μm	8221	
标准品	拟除虫菊酯农药标准品信息详见附录 17			
<b>GB 23200.86-2016</b> 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T 3036-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 1000mg/6mL	65006	
	色谱柱	DM-35MS 30m×0.25mm×0.25μm	8101	
	标准品	有机氯农药标准品信息请来电咨询 400-608-7719		
<b>GB 23200.87-2016</b> 乳及乳制品中噻菌灵残留量的测定 荧光分光光度法 代替 SN 0606-1996 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	—	—	
	标准品	噻菌灵 Thiabendazole [148-79-8] 100mg	46377	
<b>GB 23200.88-2016</b> 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 代替 SN/T 0598-1996 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	—	—	
	标准品	有机氯农药标准品信息详见附录 18		
<b>GB 23200.89-2016</b> 动物源性食品中乙氧基喹残留量的测定 液相色谱法 代替 SN/T 2539-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	Diamonsil 5μm C18(2), 150×4.6mm	99601	
	标准品	乙氧基喹 Ethoxyquin [91-53-2] 100mg	46176	
<b>GB 23200.90-2016</b> 乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 代替 SN/T 3156-2012 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut C18 1000mg/6mL	63106	
	色谱柱	Diamonsil C18(2) 3μm 150×2.1mm	99613	
	标准品	氨基甲酸酯类农药标准品信息详见附录 19		

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
GB 23200.91-2016 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 代替 SN/T1776-2006 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!) 货号 产品描述 30039 13mm 0.22µm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45µm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22µm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45µm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22µm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45µm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22µm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45µm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g  固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅橡胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	DM-1701 30mx0.53mmx1µm	7351	
	标准品	9 种有机磷农药标准品信息详见附录 20		
GB 23200.92-2016 动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法 代替 SN/T2445-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PXA 60mg/3mL	68303	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8µm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	五氯酚钠 Pentachlorophe [131-52-2]	—	
GB 23200.93-2016 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 代替 SN/T0123-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
		ProElut Florisil 500mg/6mL	65005	
	ProElut CARB 250mg/3mL	65403		
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25µm	8221	
标准品	有机磷农药标准品信息详见附录 21			
GB 23200.94-2016 动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法 代替 SN/T1920-2007 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	Diamonsil 5µm C18(2), 150x4.6mm	99601	
	标准品	敌百虫 Dylox [52-68-6] 100mg	46023	
		敌敌畏 Dichlorvos [62-73-7] 100mg	46039	
蝇毒磷 Coumaphos [56-72-4] 100mg	12-N-11507-100MG			
GB 23200.95-2016 蜂产品中氟胺氰菊酯残留量的检测方法 代替 SN 0691-1977 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5 30mx0.53mmx1.0µm	7249	
	标准品	氟胺氰菊酯 tau-Fluvalin [102851-06-9] 100mg	12-N-13263-100MG	
GB 23200.96-2016 蜂蜜中杀虫脒及其代谢产物残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法 代替 SN/T0213.1-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PLS 60mg/3mL	68003	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8µm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	杀虫脒 Chlordimeform [6164-98-3] 100mg	46215	
		4-氯邻甲苯胺 4-chloro-o-toluidine [95-69-2] 250mg	12-MET-11426A-250MG	
GB 23200.97-2016 蜂蜜中 5 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 代替 SN/T1593-2005 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-1701 30mx0.25mmx0.25µm	7321	
	标准品	敌百虫 trichlorphon [52-68-6] 100mg	46023	
		皮蝇磷 Fenchlorphos [299-84-3] 100mg	12-N-11952-100MG	
		毒死蜱 Chlorpyrifos [2921-88-2] 100mg	46026	
		马拉硫磷 Malathion [121-75-5] 100mg	46038	
蝇毒磷 Coumaphos [56-72-4] 100mg	12-N-11507-100MG			
GB 23200.98-2016 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 代替 SN/T2577-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut PSA 10g	63281	
	色谱柱	DM-1701 30mx0.53mmx1µm	7351	
	标准品	11 种有机磷农药标准品信息详见附录 22		

国标号和名称	产品类型	产品描述	货号	通用色谱消耗品
<b>GB 23200.99-2016 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T2572-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut AL-N 500mg/3mL	65304	样品瓶、盖垫(火热促销中!) 货号 产品描述 1032 2mL 样品瓶透明, 100/pk 1033 2mL 样品瓶透明带书写处和刻度, 100/pk 1034 2mL 样品瓶棕色带书写处和刻度, 100/pk 1035 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶, 100/pk 1036 盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶(预切口), 100/pk  针头式过滤器(火热促销中!)  货号 产品描述 30039 13mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30040 13mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30043 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30044 13mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30041 25mm 0.22μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30042 25mm 0.45μm 尼龙(Nylon) 100/pk 30045 25mm 0.22μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk 30046 25mm 0.45μm 聚四氟乙烯(PTFE) 100/pk  高纯溶剂 货号 产品描述 50101 乙腈, HPLC, 4L 50102 甲醇, HPLC, 4L 50104 乙酸乙酯, HPLC, 4L 50115 正己烷, HPLC, 4L 50132 冰醋酸/乙酸, HPLC, 50mL 50133 磷酸, HPLC, 50mL 50134 三氟乙酸, HPLC, 50mL 50144 甲酸, HPLC, 50mL 50138 乙酸铵/醋酸铵, HPLC, 50mL 50157 磷酸二氢钠, 无水, HPLC, 100g 50158 磷酸氢二钠, 无水, HPLC, 100g  固相萃取装置及配件 货号 产品描述 244358 12 管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器, 15/pk 4806 考克(控制流量), 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油, 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括 2 米硅胶橡胶管, 2L 抽滤瓶及橡胶塞), 1/pk
	色谱柱	Diamondsil 5μm C8(2), 150x4.6mm	99651	
	标准品	多种氨基甲酸酯类农药标准品信息详见附录 23		
<b>GB 23200.100-2016 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法</b> 代替 SN/T2575-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 1000mg/6mL	65006	
	色谱柱	DM-17 30mx0.32mmx0.25μm	7431	
	标准品	多种菊酯类农药标准品信息详见附录 24		
<b>GB 23200.101-2016 蜂王浆中多种杀螨剂残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T2571-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	ProElut Florisil 1000mg/6mL	65006	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	多种杀螨剂标准品信息详见附录 25		
<b>GB 23200.102-2016 蜂王浆中杀虫脒及其代谢产物残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T2573-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	杀虫脒 Chlordimeform [6164-98-3] 100mg 4-氯邻甲基苯胺 4-chloro-o-toluidine [95-69-2] 250mg	46215 12-MET-11426A-250MG	
<b>GB 23200.103-2016 蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定 气相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T2574-2010 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5MS 30mx0.25mmx0.25μm	8221	
	标准品	双甲脒 Amitraz [33089-61-1] 100mg 2,4-二甲苯胺 2,4-Dimethyl aniline [95-68-1] 1g	46058 12-N-10637-1G	
<b>GB 23200.104-2016 肉及肉制品中 2 甲 4 氯及 2 甲 4 氯丁酸残留量的测定 液相色谱-质谱法</b> 代替 SN/T1392-2004 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	Endeavorsil 1.8μm C18, 50x2.1mm	87002	
	标准品	2 甲 4 氯丁酸 4-[2-Methyl-4-chlorophenoxy]butyric acid [94-81-5] 100mg	12-N-12357-100MG	
<b>GB 23200.105-2016 肉及肉制品中甲萘威残留量的测定 液相色谱-柱后衍生荧光检测法</b> SN/T 0122-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	Diamondsil 5μm C18(2), 250x4.6mm	99603	
	标准品	甲萘威 CARBaryl [63-25-2] 100mg	46037	
<b>GB 23200.106-2016 肉及肉制品中残杀威残留量的测定 气相色谱法</b> 代替 SN/T0642-2011 2017-06-18 实施	样品前处理	—	—	
	色谱柱	DM-5 30mx0.32mmx0.25μm	7231	
	标准品	残杀威 Baygon [114-26-1] 100mg	46531	

## 标准品附录表

附录 1 标准名称: **GB 23200.1-2016** 除草剂残留量检测方法 第 1 部分: 气相色谱-质谱法测定 粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	毒草胺	Propachlor	1918-16-7	—	—	100mg	46467
2	莠去津	Atrazine	1912-24-9	—	—	100mg	46161
3	乙草胺	Acetochlor	34256-82-1	—	—	100mg	46872
4	二甲吩草胺	Dimethenamid	87674-68-8	—	—	100mg	12-N-11755-100MG
5	甲草胺	Alachlor	15972-60-8	—	—	100mg	46156
6	噻草酮	Metribuzin	21087-64-9	—	—	100mg	46165
7	异丙甲草胺	Metolachlor	51218-45-2	—	—	100mg	46168
8	敌稗	Propanil	709-98-8	—	—	100mg	46468
9	丁草胺	Butachlor	23184-66-9	—	—	100mg	46155
10	丙草胺	Pretilachlor	51218-49-6	—	—	100mg	46801
11	敌草胺	Napropamide	15299-99-7	—	—	250mg	12-N-11585-250MG

附录 2 标准名称: 除草剂残留量检验方法 第 2 部分: 气相色谱-质谱法测定 粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	环庚草醚	Cinmethylin	87818-31-3	100µg/mL	甲醇	1mL	12-S-14050M1-1ML
2	三氟硝草醚	Fluorodifen	15457-05-3	—	—	100mg	46515
3	乙氧氟草醚	Oxyfluorfen	42874-03-3	—	—	100mg	46007
4	除草醚	Nitrofen	1836-75-5	—	—	100mg	12-N-12663-100MG
5	苯草醚	Aclonifen	74070-46-5	—	—	250mg	12-N-13991-250MG
6	甲氧除草醚	Chlomethoxyfen	32861-85-1	10ng/µL	乙腈	10mL	50P-L11085000AL
7	甲羧除草醚	Bifenox	42576-02-3	—	—	100mg	46438
8	乳氟禾草灵	Lactofen	77501-63-4	—	—	100mg	12-N-12304-100MG
9	乙羧氟草醚	Fluoroglycofen-ethyl	77501-90-7	—	—	100mg	12-N-11999-100MG

附录 3 标准名称: **GB 23200.3-2016** 除草剂残留量检测方法 第 3 部分: 液相色谱-质谱 质谱法测定 食品中环己酮类除草剂残留量

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	烯草酮	Clethodim	99129-21-2	—	—	100mg	46778
2	吡嘧草酮	Tepraloxydim	149979-41-9	100µg/mL	乙腈	1mL	12-S-13970A1-1ML
3	噻草酮	Cycloxydime	101205-02-1	—	—	10mg	12-N-13916-10MG



4	三甲苯草	Tralkoxydim	87820-88-0	—	—	100mg	46108
5	禾草灭	Alloxydim	55634-91-8	—	—	—	—
6	环苯草酮	Profoxydim-lithium	139001-49-3	—	—	100mg	50P-C16341000
7	丁苯草酮	Butroxydim	138164-12-2	10µg/mL	环己烷	10mL	50P-L10910500CY
8	稀禾定	Sethoxydim	74051-80-2	—	—	100mg	12-N-13210-100MG

附录 4 标准名称: GB 23200.4-2016 除草剂残留量检测方法 第 4 部分: 气相色谱-质谱 质谱法测定 食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	2,4-滴丁酯	2,4-D butyl ester	94-80-4	—	—	100mg	46174
2	氟吡禾灵	Haloxypop (free acid)	69806-34-4	—	—	100mg	46797
3	吡氟禾草	Haloxypop	69335-91-7	—	—	10mg	12-N-12143-10MG
4	炔草酯	Clodinafop-propargyl	105512-06-9	—	—	100mg	46742
5	禾草灵	Diclofop methyl	51338-27-3	—	—	100mg	46373
6	氰氟草酯	Cyhalofop-butyl	122008-85-9	—	—	100mg	46789
7	噁唑禾草灵	Fenoxaprop	95617-09-7	—	—	50mg	12-N-13830-50MG
8	精喹禾灵	Quizalofop-P-ethyl	100646-51-3	—	—	100mg	46112

附录 5 标准名称: GB 23200.5-2016 除草剂残留量检测方法 第 5 部分: 液相色谱-质谱 质谱法测定 食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	克草猛/克草敌	Pebulate	1114-71-2	—	—	100mg	46530
2	禾草敌	Molinate	2212-67-1	—	—	100mg	46179
3	茵草敌	EPTC	759-94-4	—	—	100mg	46528
4	禾草丹	BenthoCARB	28249-77-6	—	—	100mg	46061
5	燕麦敌	Di-allate	2303-16-4	—	—	100mg	12-N-11587-100MG
6	丁草敌	Butylate	2008-41-5	—	—	100mg	46524
7	野麦威	Tri-allate	2303-17-5	—	—	100mg	46526
8	灭草敌	Vernolate	1929-77-7	—	—	100mg	46525
9	环草敌	Cycloate	1134-23-2	—	—	100mg	46523

附录 6 标准名称: GB 23200.18-2016 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	非草隆	Fenuron	101-42-8	—	—	100mg	46538
2	特丁噻草隆	Tebuthiuron	34014-18-1	—	—	100mg	46170

3	甲氧隆	Metoxuron	19937-59-8	—	—	100mg	46332
4	灭草隆	Monuron	150-68-5	—	—	100mg	46535
5	绿麦隆	Chlorotoluron	15545-48-9	—	—	100mg	46090
6	氟草隆/	Fluometuron	2164-17-2	—	—	100mg	46477
7	异丙隆	Isoproturon	34123-59-6	—	—	100mg	46079
8	敌草隆	Diuron	330-54-1	—	—	100mg	46185
9	绿谷隆	Monolinuron	1746-81-2	—	—	100mg	46131
10	溴谷隆	Metobromuron	3060-89-7	—	—	100mg	46482
11	炔草隆	Buturon	3766-60-7	—	—	10mg	12-N-12944-10MG
12	环草隆	Siduron	1982-49-6	—	—	100mg	12- N-13211-100MG
13	利谷隆	Linuron	330-55-2	—	—	100mg	46480
14	氯溴隆	Chlorbromuron	13360-45-7	—	—	100mg	46476
15	草不隆	Neburon	555-37-3	—	—	100mg	46484

附录 7 标准名称: GB 23200.24-2016 粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	乙草胺	Acetochlor	34256-82-1	—	—	100mg	46872
2	甲草胺	Alachlor	15972-60-8	—	—	100mg	46156
3	戊草丹	EsproCARB	85785-20-2	—	—	100mg	50P-C13212000
4	异丙甲草胺	Metolachlor	51218-45-2	—	—	100mg	46168
5	二甲戊乐灵	Pendimethalin	40487-42-1	—	—	100mg	12-N-13140-100MG
6	丁草胺	Butachlor	23184-66-9	—	—	100mg	46155
7	氟酰胺	Flutolanil	66332-96-5	—	—	100mg	46298
8	丙草胺	Pretilachlor	51218-49-6	—	—	250mg	12-N-13089-250MG
9	灭锈胺	Mepronil	55814-41-0	—	—	100mg	12-N-12372-100MG
10	吡氟酰草胺	Diflufenican	83164-33-4	—	—	100mg	46798
11	苯噻草胺	Mefenacet 1	73250-68-7	—	—	100mg	46109

附录 8 标准名称: GB 23200.26-2016 茶叶中 9 种有机杂环类农药残留量的检测方法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	莠去津	Atraton	1610-17-9	—	—	100mg	46494
2	乙烯菌核利	Vinclozolin	50471-44-8	—	—	100mg	46066
3	腐霉利	Procymidone	32809-16-8	—	—	100mg	46104

4	氟菌唑	Triflumizole	99387-89-0	—	—	100mg	50P-C17844000
5	抑霉唑	Imazalil	35554-44-0	—	—	100mg	12-N-12198-100MG
6	噻嗪酮	Buprofezin	69327-76-0	—	—	100mg	46751
7	丙环唑	Propiconazole	60207-90-1	—	—	100mg	46736
8	氯苯嘧啶醇	Fenarimol	60168-88-9	—	—	100mg	12-N-11948-100MG
9	吡螨酮	Pyridaben	Pyridaben	—	—	100mg	46103

附录 9 标准名称: GB 23200.28-2016 食品中多种醚类除草剂残留量的测定气相色谱-质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	三氟硝草醚	Fluorodifen	15457-05-3	—	—	100mg	46515
2	乙氧氟草醚	Oxyfluorfen	42874-03-3	—	—	100mg	46007
3	除草醚	Nitrofen	1836-75-5	—	—	100mg	12-N-12663-100MG
4	苯草醚	Aclonifen	74070-46-5	—	—	250MG	12-N-13991-250MG
5	吡草醚	Pyraflufen-ethyl 1	129630-19-9	—	—	100mg	12-N-13144-100MG
6	喹氧灵	Quinoxifen	124495-18-7	—	—	100mg	12-N-13173-100MG
7	氟乳醚	Ethoxyfen	131086-42-5	10µg/mL	环己烷	10mL	50P-L13308500CY
8	甲氧除草醚	Chlomethoxyfen	32861-85-1	10ng/µL	乙腈	10mL	50P-L11085000AL
9	甲羧除草醚	Bifenox	42576-02-3	—	—	100mg	46438
10	乳氟禾草灵	Lactofen	77501-63-4	—	—	100mg	12-N-12304-100MG
11	乙羧氟草醚	Fluoroglycofen-ethyl	77501-90-7	—	—	100mg	12-N-11999-100MG

附录 10 标准名称: GB 23200.35-2016 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	非草隆	Fenuron	101-42-8	—	—	100mg	46538
2	甲氧隆	Metoxuron	19937-59-8	—	—	100mg	46332
3	灭草隆	Monuron	150-68-5	—	—	100mg	46535
4	绿麦隆	Chlorotoluron	15545-48-9	—	—	100mg	46090
5	甲基苯噻隆	Methabenzthiazuron	18691-97-9	—	—	100mg	12-N-12387-100MG
6	氟草隆	Fluometuron	2164-17-2	—	—	100mg	46477
7	敌草隆	Diuron	330-54-1	—	—	100mg	46185
8	环莠隆	Cycluron	2163-69-1	—	—	250mg	50P-C11840000
9	异丙隆	Isoproturon	34123-59-6	—	—	100mg	46079
10	异草完隆	Isonoruron	28805-78-9	—	—	100mg	50P-C14440000

11	环草隆	Siduron	1982-49-6	—	—	100mg	46481
12	炔草隆	Buturon	3766-60-7	—	—	10mg	12-N-12944-10MG
13	利谷隆	Linuron	330-55-2	—	—	100mg	46480
14	枯莠隆	Difenoxuron	14214-32-5	—	—	10mg	12-N-12977-10MG
15	枯草隆	Chloroxuron	1982-47-4	—	—	100mg	46159

附录 11 标准名称: GB 23200.37-2016 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	烯啶虫胺	Nitenpyram	150824-47-8	—	—	100mg	46765
2	呋虫胺	Dinotefuran	165252-70-0	—	—	100mg	46755
3	螺环菌胺	Spiroxamine	118134-30-8	—	—	100mg	12-N-13226-100MG
4	丁苯吗琳	Fenpropimorph	67564-91-4	—	—	10mg	82B- P-705N
5	杀螨隆-甲脒	Diafenthiuron-methanimidamide	136337-81-9	—	—	—	—
6	十三吗啉	Tridemorph (Mix of Isomers)	81412-43-3	—	—	100mg	12-N-13665-100MG
7	叶菌唑	Metconazole	125116-23-6	—	—	100mg	46869
8	杀螨隆-脲	Diafenthiuron-urea	136337-67-2	—	—	—	—
9	多杀霉素 A	Spinosyn A	131929-60-7	—	—	100mg	46810
10	多杀霉素 D	Spinosyn D	131929-63-0	—	—	—	—
11	烯丙酰草胺	Dichlormid	37764-25-3	—	—	100mg	12-N-11662-100MG
12	驱虫磷	Naphthalophos	1491-41-4	—	—	—	—
13	烯唑醇	Diniconazole	83657-24-3	—	—	100mg	12-N-11782-100MG
14	密灭汀	milbemectin	51596-10-2	10ng/μL	乙腈	1mL	50P-L15265020AL
15	泰妙菌素	Tiamulin fumarate	55297-96-6	—	—	100mg	50P-C17575800
16	甲氨基阿维菌素	Emamectin-amino	119791-41-2	—	—	100mg	46826
17	甲氨基阿维菌素 1	Emamectin -methyl amino 1	—	—	—	—	—
18	甲氨基阿维菌素 2	Emamectin -methyl amino 2	—	—	—	—	—
19	阿维菌素	Abamectin	71751-41-2	—	—	100mg	46795
20	甲基甲酸胺阿维菌素	Emamectin-N-methyl formyl amino	—	—	—	—	—

附录 12 标准名称: GB 23200.38-2016 植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	吡喃草酮	Tepraloxym	149979-41-9	100ug/mL	乙腈	1mL	12-S-13970A1-1ML
2	禾草灭	Alloxydim-sodium	55635-13-7	—	—	10mg	82B- P-510N



3	草噻啉	Cycloxydime	101205-02-1	—	—	10mg	12-N-13916-10MG
4	苯草酮	Tralkoxydim	87820-88-0	—	—	100mg	46108
5	稀禾定	Sethoxydim	74051-80-2	—	—	100mg	12-N-13210-100MG
6	烯草酮	Clethodim	99129-21-2	—	—	100mg	46778

附录 13 标准名称: GB 23200.40-2016 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	敌敌畏	Dichlorvos	62-73-7	1000µg/mL	丙酮	1mL	46703
2	毒死蜱	Chlorpyrifos	2921-88-2	—	—	100mg	46026
3	马拉硫磷	Malathion	121-75-5	—	—	250mg	82B-P-060NB-250
4	对硫磷	Parathion	56-38-2	1000µg/mL	甲醇	1mL	82B-P-070S-10X
5	α-六六六	BHC alpha isomer	319-84-6	—	—	100mg	12-N-11194-100MG
6	六氯苯	Hexachlorobenzene	118-74-1	—	—	100mg	46199
7	β-六六六	BHC beta isomer	319-85-7	—	—	100mg	12-N-11195-100MG
8	γ-六六六	Lindane	58-89-9	—	—	100mg	46201
9	五氯硝基苯	Pentachloronitrobenzene	82-68-8	—	—	100mg	46076
10	δ-六六六	BHC (delta isomer)	319-86-8	—	—	100mg	12-N-11196-50MG
11	七氯	Heptachlor	76-44-8	100µg/mL	甲醇	1mL	82B-P-053S

附录 14 标准名称: GB 23200.50-2016 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	吡虫啉	Imidacloprid	138261-41-3	—	—	100mg	46015
2	啶虫脒	Acetamiprid	160430-64-8	—	—	—	—
3	咪唑乙烟酸	imazethapyr	81385-77-5	—	—	—	—
4	噻唑烟酸	Thiazopyr	117718-60-2	—	—	100mg	46327
5	氟啶酮	Fluridone	59756-60-4	—	—	100mg	12-N-13217-100MG
6	啶酰菌胺	Boscalid	188425-85-6	—	—	100mg	46762
7	氟硫草定	Dithiopyr	97886-45-8	—	—	100mg	12-N-11822-100MG

附录 15 标准名称: GB 23200.54-2016 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	嘧菌酯	Azoxystrobin	131860-33-8	—	—	100mg	46110
2	醚菌胺	Dimoxystrobin	149961-52-4	100µg/mL	乙腈	1mL	12-S-13926A1-1ML

3	嘧啶酯	Fluacrypyrim	229977-93-9	100µg/mL	甲醇	1mL	12-S-13980M1-1ML
4	氟啶菌酯	Fluoxastrobin	361377-29-9	—	—	100mg	12-N-13816-100MG
5	醚菌酯	Kresoxim-methyl	143390-89-0	—	—	100mg	46124
6	Z-苯氧菌胺	Z-Metominostrobin	133408-51-2	—	—	1mL	50P-LA15175510AL
7	E-苯氧菌胺	E-Metominostrobin	133408-50-1	—	—	10mg	50P-C15175500
8	肟醚菌胺	Orysastrobin	248593-16-0	—	—	100mg	50P-C15749000
9	啶氧菌酯	Picoxystrobin	117428-22-5	—	—	100mg	46749
10	吡唑醚菌酯	Pyraclostrobin	175013-18-0	—	—	100mg	46712
11	肟菌酯	Trifloxystrobin	141517-21-7	—	—	100mg	46747

附录 16 标准名称: GB 23200.69-2016 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	氟乐灵	Trifluralin	1582-09-8	—	—	100mg	46164
2	二甲戊灵	Pendimethalin	40487-42-1	—	—	100mg	46022
3	仲丁灵	Butralin	33629-47-9	—	—	100mg	46057
4	异丙乐灵	Isopropalin	33820-53-0	—	—	100mg	46499
5	氨氟灵	Dinitramine	29091-05-2	—	—	10mg	12-N-12976-10MG
6	甲磺乐灵	Nitralin	4726-14-1	—	—	100mg	46469
7	氨磺乐灵	Oryzalin	19044-88-3	—	—	100mg	46502
8	氨氟乐灵	Prodiamine	29091-21-2	—	—	100mg	46107

附录 17 标准名称: GB 23200.85-2016 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	2,6-二异丙基萘	2,6-Diisopropylnaphtalene	24157-81-1	—	—	100mg	46354
2	七氟菊酯	Tefluthrin	79538-32-2	100µg/mL	乙腈	1mL	12-S-13507A1-1ML
3	生物丙烯菊酯	Bioallethrin	584-79-2	—	—	100mg	12-N-11051-100MG
4	烯虫酯	Methoprene	40596-69-8	—	—	100mg	46374
5	苜呋菊酯	Resmethrin	10453-86-8	—	—	100mg	46363
6	联苯菊酯	Bifenthrin	82657-04-3	—	—	100mg	46836
7	甲氰菊酯	Fenpropathrin	64257-84-7	—	—	250mg	50P-C13530000
8	氯氟氰菊酯	Cyhalothrin	68085-85-8	—	—	—	—
9	氟丙菊酯	Acrinathrin	101007-06-1	—	—	100mg	12-N-13928-100MG
10	氯菊酯	Permethrin	52645-53-1	—	—	100mg	46034

11	氟氯氰菊酯	Cyfluthrin	68359-37-5	—	—	100mg	46012
12	氯氰菊酯	Cypermethrin	52315-07-8	—	—	100mg	46137
13	氟氰戊菊酯	Flucythrinate	70124-77-5	—	—	100mg	12-N-11984-100MG
14	醚菊酯	Etofenprox	80844-07-1	—	—	100mg	12-N-11941-100MG
15	氰戊菊酯	Fenvalerate	51630-58-1	—	—	100mg	46006
16	氟胺氰菊酯	tau-Fluvalinate	102851-06-9	—	—	100mg	12-N-13263-100MG
17	溴氰菊酯	溴氰菊酯	52918-63-5	—	—	250mg	12-N-11579-250MG

附录 18 标准名称: GB 23200.88-2016 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	$\alpha$ -六六六	$\alpha$ -BHC	319-84-6	—	—	100mg	12-N-11194-100MG
2	$\beta$ -六六六	$\beta$ -BHC	319-85-7	—	—	100mg	12-N-11195-100MG
3	林丹( $\gamma$ -六六六)	$\gamma$ -BHC	58-89-9	—	—	100mg	46201
4	$\delta$ -六六六	$\delta$ -BHC	319-86-8	—	—	50mg	12-N-11196-50MG
5	六氯苯	Hexachlorobenzene	118-74-1	—	—	100mg	46199
6	七氯	Heptachlor	76-44-8	—	—	100mg	12-N-12147-100MG
7	环氧七氯(异构体 B)	Heptachlor epoxide (Isomer B)	1024-57-3	—	—	50mg	12-N-12148-50MG
8	艾氏剂	Aldrin	309-00-2	—	—	100mg	46550
9	狄氏剂	Dieldrin	60-57-1	—	—	100mg	46209
10	异狄氏剂	Endrin	72-20-8	—	—	100mg	46210
11	o,p'-滴滴涕	o,p'-DDT	789-02-6	—	—	50mg	12-N-12708-50MG
12	p,p'-滴滴涕	p,p'-DDT	50-29-3	—	—	100mg	46031
13	p,p'-滴滴滴	p,p'-DDD	72-54-8	—	—	100mg	46032
14	p,p'-滴滴伊	p,p'-DDE	72-55-9	—	—	100mg	12-N-10875-100MG

附录 19 标准名称: GB 23200.90-2016 乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	杀线威	Oxamyl	023135-22-0	—	—	100mg	46203
2	灭多威	Methomyl	16752-77-5	—	—	100mg	46035
3	抗蚜威	PirimiCARB	023103-98-2	—	—	100mg	46208
4	涕灭威	AldiCARB	000116-06-3	—	—	100mg	46202
5	速灭威	MetolCARB	001129-41-5	—	—	100mg	46095
6	噁虫威	BendioCARB	022781-23-3	—	—	100mg	46204

7	克百威	CARBofuran	001563-66-2	—	—	100mg	46207
8	甲萘威	CARBaryl	000063-25-2	—	—	100mg	46037
9	呋线威	FurathioCARB	65907-30-4	100µg/mL	甲醇	1mL	12-S-12974M1-1ML
10	异丙威	IsoproCARB	002631-40-5	—	—	100mg	46014
11	乙霉威	DiethofenCARB	087130-20-9	—	—	100mg	46113
12	仲丁威	FenobuCARB	3766-81-2	—	—	100mg	46009
13	残杀威	Propoxur	114-26-1	—	—	100mg	46531
14	甲硫威	MethioCARB	029973-13-5	—	—	100mg	12-N-11872-100MG

附录 20 标准名称: GB 23200.91-2016 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	敌敌畏	dichlorvos	62-73-7	—	—	100mg	46039
2	甲胺磷	methamidophos	10265-92-6	—	—	100mg	12-N-12393-100MG
3	乙酰甲胺磷	acephate	30560-19-1	—	—	100mg	46033
4	甲基对硫磷	parathion methyl	298-00-0	—	—	100mg	46041
5	马拉硫磷	malathion	121-75-5	—	—	100mg	46038
6	对硫磷	parathion	56-38-2	—	—	100mg	46042
7	喹硫磷	quinalphos	1776-83-6	10µg/mL	乙酸乙酯	1mL	50P-LA16720000EA
8	杀扑磷	methidathion	950-37-8	—	—	100mg	46028
9	三唑磷	triazophos	24017-47-8	—	—	100mg	12-N-13639-100MG

附录 21 标准名称: GB 23200.93-2016 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	敌敌畏	Dichlorvos	62-73-7	—	—	100mg	46039
2	二嗪磷	Diazinon	333-41-5	—	—	100mg	46040
3	皮蝇磷	Fenchlorphos	299-84-3	—	—	100mg	12-N-11952-100MG
4	杀螟硫磷	Fenitrothion	122-14-5	—	—	100mg	46027
5	马拉硫磷	Malathion	121-75-5	—	—	100mg	46038
6	毒死蜱	Chlorpyrifos	2921-88-2	—	—	100mg	46026
7	倍硫磷	Fenthion	55-38-9	—	—	100mg	46193
8	对硫磷	Parathion	56-38-2	—	—	100mg	46042
9	乙硫磷	Ethion	563-12-2	—	—	100mg	46221
10	蝇毒磷	Coumaphos	56-72-4	—	—	100mg	12-N-11507-100MG



附录 22 标准名称: GB 23200.98-2016 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	敌敌畏	Dichlorvos	62-73-7	—	—	100mg	46039
2	甲胺磷	Methamidophos	10265-92-6	—	—	100mg	12-N-12393-100MG
3	灭线磷	Prophos	13194-48-4	—	—	100mg	46195
4	甲拌磷	Phorate	298-02-2	1000µg/mL	丙酮	1mL	46702
5	乐果	Dimethoate	60-51-5	—	—	100mg	46025
6	甲基对硫磷	Methyl parathion	298-00-0	—	—	100mg	46041
7	马拉硫磷	Malathion	121-75-5	—	—	100mg	46038
8	对硫磷	Parathion	56-38-2	—	—	100mg	46042
9	喹硫磷	Quinalphos	13593-03-8	—	—	100mg	46080
10	三唑磷	Triazophos	24017-47-8	—	—	100mg	12-N-13639-100MG
11	蝇毒磷	Coumaphos	56-72-4	—	—	100mg	12-N-11507-100MG

附录 23 标准名称: GB 23200.99-2016 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	甲硫威	MethioCARB	2032-65-7	—	—	100mg	46529
2	噁虫威	BendioCARB	22781-23-3	—	—	100mg	46204
3	异丙威	IsoproCARB	2631-40-5	—	—	100mg	46014
4	甲萘威	CARBaryl	63-25-2	—	—	100mg	46037
5	克百威	CARBofuran	1563-66-2	—	—	100mg	46207
6	抗蚜威	PirimiCARB	23103-98-2	—	—	100mg	46208
7	仲丁威	BayCARB	3766-81-2	—	—	100mg	46009
8	灭多威	Methomyl	16752-77-5	—	—	100mg	46035

附录 24 标准名称: GB 23200.100-2016 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	联苯菊酯	Bifenthrin	82657-04-3	—	—	100mg	46836
2	甲氰菊酯	Fenprothrin	39515-41-8	—	—	100mg	46013
3	高效氯氟氰菊酯	Lambda-Cyhalothrin	91465-08-6	—	—	100mg	46780
4	氯菊酯	Permethrin	52645-53-1	—	—	100mg	46034
5	氟氯氰菊酯	Cyfluthrin	68359-37-5	—	—	100mg	46012

6	氯氰菊酯	Cypermethrin	97955-44-7	—	—	—	—
7	氟胺氰菊酯	tau-fluvalerate	69409-94-5	—	—	—	—
8	氰戊菊酯	Fenvalerate	51630-58-1	—	—	100mg	46006
9	溴氰菊酯	Deltamethrin	52918-63-5	—	—	250mg	12-N-11579-250MG

附录 25 标准名称: GB 23200.101-2016 蜂王浆中多种杀螨剂残留量的测定 气相色谱-质谱法

序号	中文名称	英文名称	CAS	浓度	溶剂	规格	货号
1	杀螨醚	Chlorbenside	103-17-3	—	—	100mg	12-N-11423-100MG
2	甲基克杀螨	Quinomethionate	2439-01-2	—	—	100mg	46567
3	杀螨酯	Chlorfenson	80-33-1	—	—	100mg	46217
4	乐杀螨	Binapacryl	485-31-4	—	—	100mg	12-N-11204-100MG
5	乙酯杀螨醇	Chlorobenzilate	510-15-6	—	—	100mg	12-N-11442-100MG
6	溴螨酯	Bromopropylate	18181-80-1	—	—	100mg	46070
7	三氯杀螨砜	Tetradifon	116-29-0	—	—	100mg	46559
8	哒螨灵	Pyridaben	96489-71-3	—	—	100mg	46103

以上标准品信息仅供参考，最终以实际订购为准!!!



迪马科技—色谱配件专家

A reliable partner for your lab

www.dikma.com.cn

#### 北京总部

北京市朝阳区北辰西路 69 号  
峻峰华亭 A 座 21 层, 100029  
Tel: 400-608-7719  
Fax: (010) 6231.7723  
E-mail: info@dikma.com.cn

#### 天津客服中心

天津市北辰区铁东路柳滩工业园  
天永道 22 号, 300402  
Tel: 400-633-6690  
Fax: (022) 2631.6423

#### 上海分公司

上海市徐汇区宜山路 889 号 5 幢  
齐来大厦 703, 200233  
Tel: (021) 6126.3966  
Fax: (021) 6126.3965

#### 广州办事处

广东省广州市天河区天河路 104 号  
华普大厦东座 7019 室, 510620  
Tel: (020) 8559.3520  
Fax: (020) 3886.6901

#### 成都办事处

四川省成都市玉沙路 8 号  
经典坐标 A 座 1709 室, 610017  
Tel: (028) 8661.2625  
Fax: (028) 8661.2649

#### 沈阳办事处

辽宁省沈阳市沈河区青年大街 173-3 号  
佳兆业中心 D 座 2304 室, 110015  
Tel: (024) 2294.3513  
Fax: (024) 2294.3515

#### ISD 销售部

天津市南开区南门外大街世纪花园  
A 座 803 室, 300100  
Tel: 400-633-6606  
Fax: (022) 8728.9318

#### 重庆办事处

重庆市巴南区融汇大道  
3 号 24 幢 2 单元 9-3, 400000  
Tel: (023) 62568657  
Fax: (023) 62568657

#### 青岛办事处

山东省青岛市城阳区夏庄街道拉菲庄园  
16 号楼 1 单元 102 室, 266107  
Tel: (0532) 83725230  
Fax: (0532) 83725230

#### 石家庄办事处

河北省石家庄市南二环东路 20 号, 050024  
Tel: (0311) 6668.6220  
Fax: (0311) 6668.6220

#### 济南办事处

山东省济南市市中区兴隆片区  
华润城红叶林 7-2-902, 250200  
Tel: (0531) 83681355

#### 加拿大分公司

255 Shields Court, Unit A, Markham,  
ON L3R 8V2, Canada  
Tel: 1-905-944-8066 OR 1-866-889-9072  
Fax: 1-905-944-0181

#### 美国分公司

11 Orchard Road, Suite 106,  
Lake Forest, CA 92630, USA  
Tel: 1-949-716-5810 OR 1-877-328-8348  
Fax: 1-949-716-5811

Diamonsil, DikmaPure, EasyGuard, DikmaCap DM, ProElut, FitMax, ProMax, Platisil, Spursil, Inspire, Endeavorsil, Leapsil, Bio-Bond, Silversil, Luster, EconoSep, and Dikma are registered trademarks or trademarks of Dikma Technologies Co., Ltd. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dikma Technologies disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.  
Copyright 2017, Dikma Technologies. All Rights Reserved

Literature No.3062  
©2017 Dikma Technologies Inc.

